

# HeartSine Gateway<sup>™</sup> avec LIFELINKcentral<sup>™</sup> AED Program Manager

## Fiche de données

## Caractéristiques

- Connectivité sans fil
- Auto-surveillance
- Rétrocompatible
- Faible coût de possession

Permettant d'obtenir à distance des informations sur la disponibilité de chaque DAE, HeartSine Gateway facilite la gestion des DAE (Défibrillateur Automatisé Externe) de la part des gestionnaires de parcs de DAE HeartSine® sur un ou plusieurs sites.

Intégré dans un HeartSine Samaritan® PAD 350P, 360P ou 500P, HeartSine Gateway transmet en Wi-Fi® les résultats de l'autotest hebdomadaire du DAE à LIFELINKcentral™ AED Program Manager ou à LIFENET® System, y compris si la batterie du DAE est faible.

#### Préparation simplifiée

- Connecté
   Communique en Wi-Fi avec LIFELINKcentral AED
   Program Manager ou LIFENET System pour faciliter la gestion des DEA sur un ou plusieurs sites.
- LIFELINKcentral AED Program Manager Surveille les programmes de DAE en vérifiant leur état de préparation, la date de péremption des Pad-Pak™, les certificats de formation à la RCP ou au DAE, entre autres.
- Auto-surveillance
   Surveille sa propre disponibilité de façon autonome en envoyant des alertes par courrier électronique lorsque la batterie est faible ou que la température se situe en dehors de sa plage de fonctionnement.



### Fait pour vous

#### Rétrocompatible

Compatible avec un grand nombre de DAE installés HeartSine SAM 350P, SAM 360P et SAM 500P, ou fourni avec chaque DAE connecté HeartSine.

Simplicité de mise en service
 Mise en service simple et sans complications
 grâce à l'outil de configuration HeartSine
 Gateway.

#### Simplicité d'exploitation

- Autonome
  - Auto-alimenté par des batteries standard, il préserve la durée de vie des batteries du DAE.
- Protection dans des environnements difficiles Offre la même protection inégalée que le DAE contre la poussière et l'eau.

#### Caractéristiques

#### Commandes

Bouton d'alimentation: Permet d'allumer le HeartSine Gateway d'une simple pression lorsqu'il est éteint; une pression de six secondes permet de passer en mode configuration; lorsque le HeartSine Gateway est allumé, une simple pression permet de lancer un enregistrement manuel.

#### Connexions

**Connecteur de données :** Connecte le HeartSine Gateway au DAE HeartSine.

**Port micro-USB :** Permet la connexion au Saver EVO™ à l'aide du câble micro-USB.

#### Interface utilisateur

**Témoin lumineux :** Fournit des informations sur l'état de fonctionnement du HeartSine Gateway.

**Outil de retrait:** Déconnecte le HeartSine Gateway d'un DAE HeartSine.

## Caractéristiques physiques

#### Avec batteries installées

**Taille:** 17 x 7 x 5 cm **Poids:** 0,185 kg

Caractéristiques environnementales

### Température de fonctionnement/

**veille :** De 0  $^{\circ}$ C à 50  $^{\circ}$ C

**Température de transport :** De -10°C à 50 °C pendant deux jours maximum. Si l'appareil a été stocké à une température inférieure à 0 °C, il doit être replacé à une température ambiante comprise entre 0 et 50 °C pendant au moins 24 heures avant d'être utilisé.

**Humidité relative**: De 5 à 95 %(sans condensation)

condensation

**Étanchéité**: IP56 (CEI 60529) **Altitude**: 0 à 4 572 mètres

Choc: MIL-STD 810F: 2000 Méthode

516.5 Procédure 1

**Vibration :** MIL-STD 810F : 2000 Méthode 514.5 Procédure 1 catégories

4 & 7

**CEM**: CEI 60601-1-2

#### Batterie

Type: CR123A 3V, non rechargeable

Numéro de type : 6205 Désignation CEI : CR 17345

Quantité: Quatre

Poids (par batterie): 17 g

**Système :** Dioxyde de manganèselithium *f*électrolyte organique

Reconnaissance UL: MH 13654 (N)
Tension nominale (par batterie):

Capacité de charge type: 100 0hm, à

 $20\,^{\circ}\text{C}$ ,  $1550\,\text{mAh}$  à  $2\,\text{V}$ 

Volume: 7 ccm

#### Communications

Transfert de données sans fil 802.11 b/g/nvers LIFELINKcentral AED Program Manager ou LIFENET System. Connexion USB au logiciel Saver EVO via le port micro-USB.

#### Compatibilité

Compatible avec tous les modèles HeartSine Samaritan PAD fabriqués depuis 2013 (numéros de série commençant par «13 » ou plus).

#### Garantie

Garantie limitée de 2 ans

Dajac Security Instruments 76 Ter rue du Réveil Matin 78800 Houilles

Tel: 01.81.83.02.80 Fax: 01.39.12.50.21